

# Smart

die neue Generation der Mikroliterpipetten

Überlegenheit in Leistung und Präzision



Liquid Handling




## NEU : SMART Mikroliterpipetten

- äußerst widerstandsfähig trotz überraschend geringem Gewichts
- Colour Code zur leichten Identifizierung der einzelnen Größen
- aus speziell entwickeltem Material für einen besseren Schutz gegen chemische und physikalische Korrosion
- unzerlegt autoklavierbar
- 100 % UV-beständig
- kalibriert in einem nach ISO 17025 akkreditierten Prüflabor und mit individuellem Qualitätszertifikat und Prüfbericht gemäß ISO 8655 geliefert


## NEU: SMART Mikroliterpipetten

- ergonomisches Design
- leichte und gleichmäßige Kolbengängigkeit
- liegt angenehm in der Hand
- für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
- spezielle PTFE Abdichtung
- spezielle thermoplastische elastomere Ummantelung des Griffes verhindert den Einfluss der Körperwärme auf die Präzision auch nach langem Gebrauch
- gut abzulesendes, vierstelliges Display zur exakten Einstellung eines großen Volumenbereiches
- ‚Click stop‘ Mechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen des Volumens
- während des Pipettierens ist das Display immer gut sichtbar
- Soft-Touch Spitzenabwurf
- einfache Rekalibrierung




 SMART mit fixem Volumen

Volumen µl	Art.-Nr. µl
2.5 µl	SFA-205
5 µl	SFA-5
10 µl	SFA-10
20 µl	SFA-20
25 µl	SFA-25
50 µl	SFA-50
100 µl	SFA-100
200 µl	SFA-200
250 µl	SFA-250
500 µl	SFA-500
1000 µl	SFA-1000
2000 µl	SFA-2000
5000 µl	SFA-5000
10000 µl	SFA-10000

 SMART mit variablem Volumen

Volumen µl	Einstell. µl	Art.-Nr.
0.1 - 2.5	0.002	SVA-125
0.5 - 10	0.02	SVA-100
		SVA-200
10-100	0.1	SVA-500
100-1000	0.1	SVA-600
2 - 20	0.02	SVA-700
20 -200	0.2	SVA-800
500-5000	10	SVA-900
1000-10000	20	SVA-1000





 SMART mit 8 Kanälen 12 Kanälen

Volumen µl	Einstell. µl	Art.-Nr. 8 Kanäle	Art.-Nr. 12 Kanäle
0.5 - 10	0.02	SMA-010	SMA12-010
5.0 - 50	0.1	SMA-050	SMA12-050
10-100	0.1	SMA-100	SMA12-100
20 -200	0.2	SMA-200	SMA12-200
30-300	0.2	SMA-300	SMA12-300

**Karussell für 6 Mikroliterpipetten**

**SAS-01**


**Poulten & Graf Ltd.**




**FORTUNA®**

Peak Works, 1 Alfreds Way  
Barking, Essex, IG11 0AS, UK  
Tel.: +44 (0)20 8594 4256  
Fax: +44 (0)20 8594 8419  
<http://www.poulten-graf.com>  
e-mail: VOLAC@poulten-graf.com

**Poulten & Graf GmbH**



**FORTUNA®**



P.O. Box 1352  
97863 Wertheim / Germany  
Tel.: +49 9342 9229-0  
Fax: +49 9342 9229-80  
<http://www.poulten-graf.com>  
e-mail: FORTUNA@poulten-graf.com

