



ISO 8655

NEW
for even more safety!

NEU
für noch mehr
Sicherheit!

UK **Bottle Top Dispenser**
FORTUNA® OPTIFIX®
SAFETY S,
with safety stopcock and
additional safety valve in the
ventilation tube, with PTFE-
encased dispensing piston
with sealing lip, FIX adaptor
made of solid PTFE, comes
with 2 PTFE adaptors
GL 40+45, 1 PTFE intake tube,
single pack

DE **Flaschenaufsatzdispenser**
FORTUNA® OPTIFIX®
SAFETY S,
mit Sicherheitshahn und
zusätzlichem Sicherheitsventil im
Belüftungskanal, mit
PTFE-ummanteltem Dosierkolben
mit Dichtlippe, FIX-Adapter aus
massivem PTFE, inkl.
2 PTFE-Adapter GL 40+45,
1 PTFE-Ansaugschlauch, VE 1

Volume Volumen	grad. grad.	Accuracy Richtigkeit	Tolerance Toleranz	Art.-No. Art.-Nr.
0.4 - 2 ml	0.1 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-27S
1 - 5 ml	0.1 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-33S
2 - 10 ml	0.2 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-38S
6 - 30 ml	0.5 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-44S
10 - 50 ml	1.0 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-48S
20- 100 ml	2.0 ml	$\leq \pm 0.6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.107-51S

UK For dispensing strong fuming acids and very abrasive liquids
DE Zur Dosierung von rauchenden Säuren und anderen
aggressiven Flüssigkeiten