

FORTUNA® OPTIFIX® titrier

 **Made
in
Germany**



Vorteile

- Einfache Bedienung
- gut lesbare Digitalanzeige
- sichtbarer Dosiervorgang
- für Rechts- und Linkshänder
- keine Metallfeder
- hohe Präzision aufgrund ausgereifter Mikroelektronik
- kann auch bei aggressiven Medien verwendet werden

Anwendung

- im chemischen Labor
- im Umweltlabor
- im Lebensmittellabor
- für die tägliche Routinearbeit



FORTUNA® OPTIFIX® titrier

Technische Einzelheiten

- mit Konformitätszertifikat
- GS = geprüfte Sicherheit
- Zylinderinhalt 50 ml, max. Anzeigewert 99.99 ml
- Auflösung 0.01 ml, Richtigkeit = $\pm 0.6\%$, Toleranz = $\pm 0.2\%$
- gemäß EN ISO 8655-5



Das Getriebe

- problemlose Umstellung von Makro- auf Mikro-Getriebe
- durch das multifunktionale Getriebe Bedienung für Rechts- und Linkshänder möglich

LCD-Display and Tastatur

- Zifferngröße im Display beträgt 10 mm
- Pfeilsymbole zeigen deutlich erkennbar an, ob das Gerät im Füll- oder Titriermodus arbeitet
- durch die Neigung von 10° wird optimale Ablesbarkeit und sichere Betätigung gewährleistet
- automatische Umschaltung von FILL auf TIT-Modus

Die Dosiereinheit

- der feinstkalibrierte Glas-Dosierzylinder ist braun eingefärbt zum Schutz von lichtempfindlichen Chemikalien
- sichtbarer Dosiervorgang, eventuelle Blasenbildung im Dosierzylinder (z. B. beim Entlüften) erkennbar
- der Präzisions-Dosierkolben besteht im Kern aus Glas und ist massiv mit PTFE ummantelt
- sehr hohe Beständigkeit gegen aggressive Säuren und Laugen



Der Ventilblock

- besteht aus reinem PTFE
- direkt aufschraubbar auf Flaschen mit Gewinde GL 32
- hat ein zusätzliches Kugelventil im Entlüftungskanal

101.102

Elektronisches Titriergerät

FORTUNA® OPTIFIX® titrier

inkl. 1 PTFE Ansaugschlauch,
2 PTFE-Adaptern (GL 40 + 45), VE:1

101.102ED

Pumpeneinheit für ‚titrier‘

101.102EEZ

Elektronik-Einheit für ‚titrier‘

101.105

Feuchtigkeitsadapter aus PTFE

101.094-48T Ersatz-Ausstoßkanüle

Poulten & Graf GmbH

Karl-Carstens-Straße 10
97877 Wertheim, Germany

www.poulten-graf.de
sales@poulten-graf.com

t + 49 9342 9229-0

f + 49 9342 9229-80

FORTUNA®